

# ADVANTIME®

Longueur aiguille Needle length mm	Longueur fil Thread length cm	Décimale / Metric								
		USP								
		0,7	1	1,5	2	3	3,5	4		
		6/0	5/0	4/0	3/0	2/0	0	1		
		Couleur fil Thread color	Nombre d'aiguille / Needle nb							

## RONDE / TAPER 3/8 C

Longueur aiguille (mm)	Longueur fil (cm)	Couleur fil	Type d'aiguille	15S07A	15S10A	15S15K	15S20A	15S30L	15S30M	15S35A
13	70	VIOLET / VIOLET	Simple aiguille / Single armed							
	90		Double aiguille / Double armed							
16	90		Simple aiguille / Single armed							
22	70		Double aiguille / Double armed							
26	70		Simple aiguille / Single armed							
32	70		Double aiguille / Double armed							

## RONDE / TAPER 1/2 C

Longueur aiguille (mm)	Longueur fil (cm)	Couleur fil	Type d'aiguille	15S07B	15S10C	15S15A	15S20K	15S30A	15S30B	15S30R	15S35L	15S15C	15S20B	15S30N	15S20M	15S30P	15S35B	15S20C	15S30C	15S35E	15S35F	15S40A			
13	70	VIOLET / VIOLET	Simple aiguille / Single armed																						
18	70			Double aiguille / Double armed																					
22	70		Simple aiguille / Single armed																						
	90			Double aiguille / Double armed																					
24	110		Simple aiguille / Single armed																						
26	70																								
30	70																								
36	70																								
40	90																								

## KL / TAPERCUTTING 3/8 C

18	70	VIOLET / VIOLET	Simple aiguille / Single armed		15S10N						
----	----	-----------------	--------------------------------	--	--------	--	--	--	--	--	--

## KL / TAPERCUTTING 1/2 C

36	90	VIOLET / VIOLET	Simple aiguille / Single armed					15S30K	15S35D		
----	----	-----------------	--------------------------------	--	--	--	--	--------	--------	--	--

## TRIANGULAIRE / CUTTING 3/8 C

Longueur aiguille (mm)	Longueur fil (cm)	Couleur fil	Type d'aiguille	15I07C	15I10E	15I15D	15I10H	15I15E	15I15F	15I20D	15I10J	15I15G	15I10K	15I15H	15I20E	15I15N	15I20F	15I30D	15I30E			
10	45	INCOLORE UNDYED	Simple aiguille / Single armed																			
13	45																					
	70																					
16	45																					
	70																					
19	45																					
	70																					
24	45																					
	70																					
30	70																					

## TRIANGULAIRE / CUTTING 1/2 C

Longueur aiguille (mm)	Longueur fil (cm)	Couleur fil	Type d'aiguille	15I15J	15I20G	15I30F	15I30G	15I30Q	15I35G	15I30H	15I35C	15I35H	15I40B	15S35J	15S40C	
16	70	INCOLORE UNDYED	Simple aiguille / Single armed													
23	70															
26	70															
30	70															
36	70															
40	90			VIOLET / VIOLET												
48	90															

## TRIANGULAIRE DROITE / STRAIGHT CUTTING

50	70	INCOLORE UNDYED	Simple aiguille / Single armed				15I20H	15I30J			
----	----	--------------------	--------------------------------	--	--	--	--------	--------	--	--	--

## BOBINE / REEL

	250	INCOLORE UNDYED					15R20A	15R30A	15R35A	15R40A
--	-----	--------------------	--	--	--	--	--------	--------	--------	--------

Boîte de 36 unités (sauf bobine : boîte de 24) / Box of 36 units (except reel: box of 24)

Autres références : nous contacter / Other references: contact us



Z.I. LES VIGNES - 42, RUE BENOIT FRACHON - 93013 BOBIGNY CEDEX - FRANCE - www.peters-surgical.com

Tél. : 33(0) 1 48 10 62 62 - Fax : 33(0) 1 48 91 22 99 - e-mail : commercial@peters-surgical.com & export@peters-surgical.com

Ref. : 98S141 - 2008

La qualité cicatricielle au bout du fil  
The threadway to quality scarring

# ADVANTIME® ADVANTIME

Monofil résorbable / Absorbable monofilament



SUTURES  
SUTURES

ADVANTIME® FACILITE LA CICATRISATION DES TISSUS FINS  
 AVEC UN EXCELLENT RÉSULTAT ESTHÉTIQUE DES PLAIES  
**ADVANTIME® SUPPORTS SOFT TISSUE HEALING AND PROVIDES  
 EXCELLENT COSMETIC WOUND RESULTS**

**ADVANTIME®**  
**ADVANTIME**  
 Monofil résorbable de PGA-CL / Absorbable PGA-CL monofilament



## FIL / THREAD

Monofil résorbable de polyglécaprone 25 (PGA-CL)  
 Absorbable poliglécaprone 25 monofilament (PGA-CL)

### Maniabilité / Handling

- Glisse intra tissulaire atraumatique
- Descente aisée des nœuds
- Toucher soyeux, souple et agréable à travailler
- Permet une bonne tension pour la réalisation des surjets intradermiques
- Smooth atraumatic tissue penetration
- Easy sliding of knots
- Silky touch, pleasing to handle
- Allows appropriate tightening for running intradermal sutures

### Sécurité / Security

- Bonne tenue aux nœuds
- Temps de résistance : 21 - 28 jours
- Temps de résorption totale : 90 - 120 jours
- Excellent knot reliability
- Optimal strength duration: 21 - 28 days
- Total absorption time: 90 -120 days



### Qualités cicatricielles / Scar quality

- Réaction tissulaire modérée
- Limitation des adhérences post opératoires et des granulomes
- Excellent résultat cicatriciel
- Mild tissue reactivity
- Reduces postoperative adhesion
- Excellent scar quality

**ADVANTIME®**, le fil idéal pour la réalisation des surjets intradermiques  
**ADVANTIME®, the ideal thread for running intradermal sutures**



## AIGUILLE / NEEDLE

Excellente pénétration tissulaire  
 Excellent tissue penetration

- Géométrie élaborée des pointes de précision rondes, triangulaires ou KL (Tapercutting), particulièrement adaptée aux différents tissus
- Siliconage de haute qualité
- Enhanced design of sharp Taper point, Cutting point and Tapercutting point (KL), suitable for all types of tissue
- High quality silicone coating

### Solidité / Strength

- Excellente résistance à la flexion et bonne ductilité grâce à un acier inoxydable de haute performance (aiguilles issues de la chirurgie cardiovasculaire)
- High bending strength and ductility provided by high performance stainless steel (used in cardiovascular surgery)



## PRESENTATION / PACKAGING

- Ouverture en 2 gestes :  
 - Sachet aluminium déchirable  
 - Accès direct à l'aiguille
- 2 step opening:  
 - Aluminium tear pouch  
 - Direct needle access



## INDICATIONS / INDICATIONS

- Chirurgie des voies biliaires, tube digestif et péritoine
- Chirurgie urologique et gynécologique
- Chirurgie pédiatrique
- Chirurgie esthétique et reconstructrice, surjet intradermique
- Bile duct surgery, digestive tract and peritoneum
- Urologic and gynaecologic surgery
- Paediatric surgery
- Cosmetic and reconstructive surgery, running intradermal sutures

