



MONOFIL DE POLYAMIDE

- **Souple**
- **Solide**
- **Bonne glisse**
- **Légèrement élastique**
- **Bonne tenue au noeud**

Indications : Fermeture des plans cutanés superficiels, chirurgie plastique

POLYAMIDE MONOFILAMENT

- **Very soft**
- **Good strength**
- **Good sliding**
- **Slightly elastic**
- **Good knot holding**

Indications: Superficial cutaneous skin, plastic surgery

Corps fort

Présentation Presentation	Pointe Point	Courbure Curvature	Longueur aiguille Needle length mm	Longueur fil Thread length cm	Couleur fil Thread color	Décimale Metric															
						0.5	0.7	1	1.5	2	3	3.5	4	5	6						
						USP															
						7/0	6/0	5/0	4/0	3/0	2/0	0	1	2	3						
Simple aiguillée Single armed	RONDE TAPERPOINT	3/8	12	90	bleu / blue					87121											
			20		bleu / blue					87324											
		TRIANGULAIRE CUTTING POINT	3/8	12	90	bleu / blue			87000F	87004F											
				13		bleu / blue				87098F	87294F										
				16	45	incolore / undyed			87122												
						90	bleu / blue		87002F	87001F	87003F	87296F									
					18	45	incolore / undyed			87123											
							90	bleu / blue			87006F	87007F	87298	87497							
						20	90	bleu / blue			87005F	87100F	87300	87498							
								incolore / undyed					87301								
	1/2			90	25	90	bleu / blue					87120F	87305F	87499	87520						
					30		bleu / blue					87310	87500	87521	87599						
					35		bleu / blue					87312	87505	87522	87600	87755					
					40		bleu / blue							87506		87601					
			50		bleu / blue										87603						
			13		bleu / blue		87010F														
	DROITE STRAIGHT		1/2	90	16	90	bleu / blue			87008F	87109F										
					20		bleu / blue		87009	87110F	87320										
					25		bleu / blue				87111	87321F	87509								
					30		bleu / blue					87322	87510			87675	87762				
		35			bleu / blue						87323	87511	87530	87676	87763						
		40			bleu / blue								87512			87764					
		45			bleu / blue								87513		87678						
		50			bleu / blue										87679	87765					
		60			bleu / blue						87200	87380	87580	87550	87680						
		65			bleu / blue						87201	87381	87582	87560							
	Double aiguillée Double armed	RONDE TAPERPOINT	DROITE STRAIGHT	60	90	bleu / blue						87583									
	Brins (x6) Strands per pack (x6)				6x40	bleu / blue						87340	87540	87940	87640	87740	87840				
Bobines Reels				250	bleu / blue				87150												