

# ACIER

Aiguille Needle mm	Fil Thread cm	USP		1	3-4	5	6	7	8
		Décimal / Metric		4	6	7	8	9	10
		Nombre d'aiguilles Needle nb	Nb de sutures par pack Sutures per pack						

## ACIER PACK

### 3 FACETTES / TAPERCUTTING 1/2 C

25	40	48	Simple aiguillée Single armed	5	31600				
				5		31680			
				6		31681			
				1			31501	31766	
				2			31502	31763	31803
				4		31685	31504	31764	31846
				5		31686		31762	31800
				6				31761	31801
				7			31507	31760	31802
				8				31765	
			Double aiguillée Double armed	4				317642	

Boîte de 12 packs / Box of 12 packs

## ACIER BRINS / STRANDS

### BRINS / STRANDS

Fil / Thread cm	USP		3/0	2/0	1	2	3-4	6	8
	Décimal / Metric		2	3	4	5	6	8	10
6 x 40 cm			31720821	31720823	31720824	31720825	31720826	31720828	31720830

Boîte de 24 unités / Box of 24 units

Autres références : nous contacter / Other references: contact us



Z.I. LES VIGNES - 42, RUE BENOIT FRACHON - 93013 BOBIGNY CEDEX FRANCE - [www.peters-surgical.com](http://www.peters-surgical.com)  
Tél. : 33(0) 1 48 10 62 62 - Fax : 33(0) 1 48 91 22 99 - e-mail : [commercial@peters-surgical.com](mailto:commercial@peters-surgical.com) & [export@peters-surgical.com](mailto:export@peters-surgical.com)

Ref. : 986113-2009

Maniez l'acier à votre guise  
Flexible wire for sternal closure

# ACIER ACIER

Monofil d'acier inoxydable / Stainless steel wire




SUTURES  
SUTURES

MANIEZ L'ACIER A VOTRE GUISE  
FLEXIBLE WIRE FOR STERNAL CLOSURE



## FIL / WIRE

Acier haute performance / Superior Steel



- Acier chirurgical inoxydable
- Résistance élevée
- Biocompatibilité exemplaire
- High quality surgical stainless steel
- Enhanced strength
- Substantial biocompatibility

Flexible / Flexible

- Fermeture du sternum en toute sécurité
- Easy and secure approximation of the sternum



## SERTISSAGE / NEEDLE ATTACHMENT

PROCÉDÉ UNIQUE DE SERTISSAGE / UNIQUE NEEDLE ATTACHMENT PROCESS

Sécurité / Security

- Sertissage ultra résistant en 8 points
- Efficace et sûr pour les fermetures les plus complexes
- Ultra resistant 8 point needle attachment
- Substantially proficient on the more complex sternal closures

Atraumatique / Atraumatic

- Passage aisé dans le sternum sans traumatisme
- Easy passage through the sternum without traumatism

ACIER  
ACIER

Monofil d'acier inoxydable / Stainless steel wire



## AIGUILLE / NEEDLE

Excellente pénétration tissulaire / Excellent tissue penetration

- Géométrie étudiée des pointes des aiguilles trois facettes (Tapercutting)
- Siliconage haute performance
- Enhanced Tapercutting design
- High performance silicon coating

Solidité / Resistance

- Acier inoxydable de haute technologie combinant résistance à la flexion et ductilité
- Refined stainless steel alloy for increased tensile strength and ductility



## MULTIPACK

Large choix de packs pour toutes les fermetures sternales

Various sizes and pack quantities are available



## INDICATIONS / INDICATIONS

- Fermeture sternale
- Chirurgie orthopédique
- Sternal closure
- Orthopaedic surgery