

COROLENE®

Aiguille / Needle mm	Fil / Thread cm	Couleur Color	USP Décimale / Metric	9/0	8/0	7/0	6/0	5/0	4/0	3/0	2/0
				0.3	0.4	0.5	0.7	1	1.5	2	3

RONDE / TAPER 3/8 C

Aiguille / Needle mm	Fil / Thread cm	Couleur Color	USP Décimale / Metric	9/0	8/0	7/0	6/0	5/0	4/0	3/0	2/0	
5 mm	45	BLEU BLUE	Double aiguillée / Double armed	20S03B								
	45		Double aiguillée / Double armed		20S04C							
6.4 mm	60		Double aiguillée / Double armed		20S04A							
	60		Double aiguillée / Double armed		20S04D	20S05G						
8 mm	75		Double aiguillée / Double armed				20S07H					
	60		Double aiguillée / Double armed			20S05C	20S07B					
10 mm	75		Double aiguillée / Double armed			20S05B	20S07C	20S10M				
			Simple aiguillée / Single armed				20S07J	20S10N	20S15P			
13 mm	75		Double aiguillée / Double armed					20S07D	20S10E			
			Simple aiguillée / Single armed						20S10W			
18 mm	75		Double aiguillée / Double armed						20S10B	20S15F		
	120		Double aiguillée / Double armed									20S30D
22 mm	75		Double aiguillée / Double armed							20S15B	20S20C	
										20S15AV T 3x7		
	90		Double aiguillée / Double armed							20S15G		
	120		Double aiguillée / Double armed							20S15V		20S30E
26 mm	75		Double aiguillée / Double armed								20S20B	

RONDE / TAPER 1/2 C

Aiguille / Needle mm	Fil / Thread cm	Couleur Color	USP Décimale / Metric	9/0	8/0	7/0	6/0	5/0	4/0	3/0	2/0
13 mm	75	BLEU BLUE	Double aiguillée / Double armed					20S10Q			
	120		Double aiguillée / Double armed				20S07K				
18 mm	75		Simple aiguillée / Single armed						20S15L	20S20J	
			Double aiguillée / Double armed					20S10H	20S15I	20S20F	
22 mm	90		Double aiguillée / Double armed					20S10I			
	120		Double aiguillée / Double armed					20S10AJ T 3x7			
26 mm	75		Double aiguillée / Double armed						20S15Z	20S20Z	
	90		Double aiguillée / Double armed							20S20AA	
36 mm	75		Simple aiguillée / Single armed					20S10G		20S20D	20S30A
	90		Double aiguillée / Double armed					20S10F	20S15H	20S20E	
	120		Double aiguillée / Double armed					20S10AB	20S15M	20S20A	
	90		Double aiguillée / Double armed							20S20AQ T 3x7	
36 mm	120		Double aiguillée / Double armed						20S15R	20S20K	
	90		Double aiguillée / Double armed							20S20G	

KL / TAPERCUTTING 3/8 C

Aiguille / Needle mm	Fil / Thread cm	Couleur Color	USP Décimale / Metric	9/0	8/0	7/0	6/0	5/0	4/0	3/0	2/0	
6.4 mm	60	BLEU BLUE	Double aiguillée / Double armed		20S04B							
	60				20S05F							
8 mm	75						20S07G					
	60					20S05D						
10 mm	75					20S05A	20S07F					
	75					20S05E	20S07A	20S10C	20S15A			
13 mm	90							20S10A				
	75							20S10D	20S15C			
18 mm	90							20S10P				
	120							20S10U	20S15Q			
26 mm	75							20S10T				
	90								20S15D			
36 mm	90								20S15AH	20S20R		
	120								20S15S	20S20N		

KL / TAPERCUTTING 1/2 C

Aiguille / Needle mm	Fil / Thread cm	Couleur Color	USP Décimale / Metric	9/0	8/0	7/0	6/0	5/0	4/0	3/0	2/0
18 mm	75	BLEU BLUE	Double aiguillée / Double armed						20S15AO		
	120								20S15T		20S30F
26 mm	90								20S15E		20S30Z
	120								20S15N	20S20L	20S30G
36 mm	75										20S30K

Boîtes de 36 unités / Box of 36 units

Autres références : nous contacter / Other references: contact us

T : Pledget teflon / Teflon Pledget



Z.I. LES VIGNES - 42, RUE BENOIT FRACHON - 93013 BOBIGNY CEDEX FRANCE - www.peters-surgical.com
Tél. : 33(0) 1 48 10 62 62 - Fax : 33(0) 1 48 91 22 99 - e-mail : commercial@peters-surgical.com & export@peters-surgical.com

ref. 98545-2010

Laissez-vous emporter par sa glisse
The slide you can feel

COROLENE® COROLENE

Monofil de polypropylène / Polypropylene monofilament



FIL IDÉAL / IDEAL SUTURE

Glisse parfaite / Perfect slide


- Facilite toutes les techniques chirurgicales, et plus particulièrement le surjet en suspension («parachute»)
- Appropriate for all surgical techniques, particularly the parachute technique

Mémoire très faible / Minimal memory

- Grand confort d'utilisation
- Aisance du geste
- Traumatisme tissulaire infime
- Comfort for surgeon
- Easy to handle
- Minimal tissue trauma


Résistance remarquable Exceptional strength

- La résistance du fil est très largement supérieure à la force appliquée pour la glisse d'un surjet
- The strength of the thread is dramatically higher than the force applied to the slide of a running suture



AIGUILLE PERFORMANTE SUPERIOR NEEDLE

Passage après passage / Pass after pass



Excellente pénétration tissulaire Excellent tissue penetration


- Géométrie élaborée des pointes de précision Rondes Micro (Taper) et KL (Tapercutting)
- Silicongage haute performance
- Enhanced design of sharp taper point (precision point Micro) and Tapercutting (KL)
- High performance silicone coating

Solidité / Resistance


- Acier inoxydable de haute technologie combinant résistance à la flexion et ductilité
- Refined stainless steel alloy for increased tensile strength and ductility

COROPAK® PRÉSENTATION INNOVANTE INNOVATIVE PACKAGING

- Réduction de la «mémoire» d'emballage, qualité de la suture préservée
- Facilité d'accès aux aiguilles grâce à leur positionnement
- Identification rapide de la suture
- Reduced memory due to adapted packaging
- Easy needle access
- Quick identification of product description



INDICATIONS / INDICATIONS



- Chirurgie des coronaires
- Chirurgie cardiaque et vasculaire
- CABG procedures
- Cardio vascular surgery